

Bedienungsanleitung

vitalbuddy



Inhaltsverzeichnis

Bedienelemente	Seite 3
Anschlüsse	Seite 3
Hinweis	Seite 3
Ein- und Ausschalten des vitalbuddy®	Seite 4
Hauptmenü	Seite 5
Musik	Seite 5
Die vitalbuddy® Programme (Frequenzen)	Seite 6 - 7
Anwendung der Programme	Seite 8
Video	Seite 8
Sonstiges	Seite 8 - 9
Einstellungen	Seite 10 - 11
Warnhinweis/Garantie	Seite 12
Allgemeines	Seite 13 - 14
Technische Daten und Ausstattung	Seite 14

Bedienelemente

	Vorlauf (Steuerung „rechts“)
	Rücklauf (Steuerung „links“)
	Play/Pause (Steuerung „Auswahl“)
	Menü (Steuerung „auf“ oder „plus“)
On/Off	Ein/Aus (Steuerung „zurück“)
	Lautstärkeregelung (Steuerung „ab“ oder „-“)



Anschlüsse



Hinweis:

Das Design des erworbenen vitalbuddy® (VB) kann möglicherweise leicht von der Abbildung in dieser Bedienungsanleitung abweichen. Es ist zu beachten, dass die originalen vitalbuddy®-Dateien nur auf diesem Gerät laufen. Diese sind verschlüsselt, um Missbrauch vorzubeugen.

Das Benutzerhandbuch befindet sich auf dem vitalbuddy® als Pdf-Datei. Um das Benutzerhandbuch auf dem Computer zu speichern bzw. anzusehen ist der vitalbuddy® mittels des USB-Kabels an einen Computer anzuschließen. Der vitalbuddy® darf erst dann eingeschaltet werden, wenn beide Geräte miteinander verbunden sind. Im Normalfall erkennt der Computer den vitalbuddy® als neues Gerät und zeigt dieses im Explorer mit einem neuen Laufwerksbuchstaben an. Mit einem Klick auf das neue Laufwerk öffnet sich die Übersicht des Inhalts des vitalbuddy®. Klicken Sie mit der Computermouse auf das Benutzerhandbuch 2 x und schon öffnet sich die pdf- Datei. Als nächstes kann das Benutzerhandbuch auf dem Computer mit dem Befehl „Datei speichern“ oder Datei speichern unter“ auf dem Computer abgespeichert werden.

Ein- und Ausschalten des vitalbuddy®:

Zum Anschalten des vitalbuddy® ist die On/Off-Taste solange (ca. 3 Sekunden) zu drücken, bis sich das Display einschaltet. Zum Ausschalten ist die On/Off-Taste ebenfalls für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten, bis am Display „BYEBYE“ erscheint.

Im Betrieb reduziert der vitalbuddy® nach ca. einer Minute ohne Bedienung die Hintergrundbeleuchtung, wenig später geht sie automatisch in den Standby-Modus über.

Mit kurzem Drücken der On/Off-Taste ist der vitalbuddy® sofort wieder aktiv.

Vorteile des Standby-Modus sind der sehr geringe Energieverbrauch und die zuletzt gespielte Stelle samt den Einstellungen wird gespeichert. Bei Wiederaufnahme spielt der vitalbuddy® beim Einschalten das direkt zuvor gespielte Programm weiter ab. So kann man z. B. bei den Schlafprogrammen bedenkenlos einschlafen bzw. weiterschlafen, da der vitalbuddy® nach dem Abspielen des jeweiligen Programms in den Standby-Modus wechselt.

Hauptmenü:

Das Hauptmenü beinhaltet verschiedene Modi, die man aufrufen kann. Aus allen Menüs kommt man durch das Gedrückt halten der On/Off-Taste ins Hauptmenü zurück.

Nachfolgende Auswahl ist im Hauptmenü vorhanden:

MUSIK: Hier gibt es die folgende Auswahl:

- Letzter Titel
- Alle Titel
- Interpreten
- Alben
- Genres
- Record File
- Karte neu Auslesen

VIDEO: Folgende Videosequenzen befinden sich im vitalbuddy®:

- Der vitalbuddy® (Allgemeine Erklärung zur Wirkung)
- VB P1 Anti-Stress
- VB P2 Immunsystem
- VB P3 Stoffwechsel
- VB P4 Schmerz
- VB P5 Schlaf
- VB P6 Entzündung
- VB P7 Detox - Entgiftung

SONSTIGES: Hier gibt es die folgende Auswahl:

- Kalender
- Stoppuhr
- Alarm als Wecker

EINSTELLUNGEN: Hier gibt es die folgende Auswahl:

- Sprache
- Datum/Uhrzeit
- Displayeinstellungen
- Sleep Timer
- Informationen
- Werkseinstellungen

Musik:

Auswahl „Letzter Titel“ spielt das zuletzt gewählte Programm ab

Auswahl „Alle Titel“ Auswahl für 7 Programme

ACHTUNG: Alle anderen Auswahlprogramme sind für die Anwendung nicht relevant!

Erklärungen zu den vitalbuddy® Programmen :

VB P1 - Antistress	• Balance des autonomen Nervensystems • Stärkung des Parasympathikus • Antriebslosigkeit • Reduzierung des Stresslevels • Erhöhung der Vitalkraft • Burnoutprävention • Unterstützung bei depressiven Verstimmungen
VB P2 - Immunsystem	• Aufbau der Selbstheilungskräfte • Unterstützung und Anregung des Immunsystems • Unterstützung bei allergischen Symptomen • Gesundheitsprävention
VB P3 - Stoffwechsel	• Anhebung des Stoffwechselliveaus • Erhöhung der Zellenergie durch Anregung der Mitochondrien (Zellkraftwerke) • Balance zwischen Energie- und Fettstoffwechsel • Unterstützung bei der Behandlung des metabolischen Syndroms (u.A. Diabetes) • Ausgleich der aufbauenden und abbauenden Energie • Anregung der Verdauung und der Darmtätigkeit • Entschlackung
VB P4 - Schmerz	• Chronische und akute Schmerzen • Muskelverspannungen (in Verbindung mit Stoffwechsel) • Zerrungen • Prellungen • Postoperativ • Verbesserung des Energieflusses • Unterstützung der Selbstheilungskräfte
VB P5 - Schlaf	• Ein- und Durchschlafprobleme • Konzentrationsprobleme • Tagesmüdigkeit • Vitalkraftverlust • Optimale Regeneration • Stimmungsschwankungen • Psychische Belastungen
VB P6 - Entzündung	• Autoimmunerkrankungen • Chronische und akute Entzündungssymptome (Verletzungen, Nervenschmerzen,...) • Borreliose (chronisch) • Eppstein Barr • Entzündungen im rheumatischen Formenkreis (z.B. Arthritis, Sehnenentzündungen) • Entzündliche Darmbeschwerden • Hashimoto

VB P7 - Entgiftung

- Umweltgifte
- Schwer- oder Leichtmetalle
- Ausleitung von Medikamentenrückständen wie z.B: Kortison
- Ausleitung von Kontrastmitteln nach bildgebender Diagnostik

Vitalbuddy® kann und soll eine ärztliche Diagnose nicht ersetzen. Bei Beschwerden immer den Arzt des Vertrauens konsultieren. Frequenztherapie, bzw. Quantentherapie geht weit über den derzeitigen wissenschaftlichen Stand der Therapiemöglichkeiten in der klassischen Therapie hinaus. Der vitalbuddy® kann bei körperlichen Beschwerden eine Hilfestellung zur Selbstheilung stellen.

Anwenderempfehlung für alle Programme

Der vitalbuddy® ist ein Trainingsgerät. Er ist nicht dazu konzeptioniert worden, um einen schnellen Nutzen zu generieren, sondern zielt auf einen nachhaltigen Erfolg in der Anwendung ab. Damit der Körper langsam und nachhaltig auf die Anwendung mit dem vitalbuddy® sensibilisiert wird und sich darauf einstellen kann. Demzufolge ist es besonders in den ersten vier Wochen der Anwendung ratsam den vitalbuddy® täglich und regelmäßig zu benutzen.

Erfahrungsgemäß werden von Mal zu Mal schnellere Ergebnisse erzielt. Dennoch sollte man den vitalbuddy® in den ersten vier Wochen konsequent weiter benutzen.

In einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass der gewünschte Erfolg zwischendurch einmal stagniert oder sich verschlechtert. Ein solcher Effekt ist völlig normal, da der Körper des Menschen keine Maschine ist. Ein solcher Effekt verschwindet erfahrungsgemäß mit der regelmäßigen Anwendung.

Video

Hat man im Menü „Video“ ausgewählt erscheint durch Drücken der Taste „Play/Pause“ das Auswahlmenü. Mit Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man die einzelnen Videosequenzen. Die ausgewählte Sequenz wird andersfarbig angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste „Play/Pause“ wird die Videosequenz abgespielt. Man kann die Videosequenz jederzeit mit Drücken der Taste „Play/Pause“ unterbrechen.

Die ausgewählte Videosequenz wird durch Drücken der Taste „On/Off“ beendet und es erscheint wieder das Auswahlmenü.

Mit erneutem Drücken der Taste „On/Off“ erreicht man wieder das Hauptmenü, usw.

Sonstiges

Hat man im Menü „Einstellungen“ ausgewählt kommt man durch Drücken der Taste „Play/Pause“ in die Menüauswahl der Einstellungen. Die einzelnen Unterpunkte erreicht man durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“. Durch Drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Auswahlmenü zurück usw.

Auswahl „Zeiteinstellg.“ Wurde dieser Menüpunkt durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ ausgewählt, erscheint durch Drücken der Taste „Play/Pause“ die Zeitanzeige für die die Alarmzeit (24 Stundenformat). Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ wird die Uhrzeit eingestellt. Durch Drücken der Taste „Vorlauf“ oder „Rücklauf“ wird zwischen „SS“ = Stunden und „MM“ = Minuten hin und her geschaltet.

Die Einstellung wird mit der Taste „Play/Pause“ bestätigt und man kehrt automatisch zum Untermenü zurück.

Auswahl „Wiederholung“ Wurde dieser Menüpunkt durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ ausgewählt, erscheint durch Drücken der Taste „Play/Pause“ die Auswahl „Einmal“ / „Täglich“ / „Arbeitstag“. Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ wird die jeweilige Auswahl getroffen.

Auswahl „Einmal“ Wurde die Auswahl „Einmal“ gewählt gelangt man durch Drücken der Taste „Play/Pause“ zu einer Kalenderauswahl. Hier wird das folgende angezeigt: In der oberen Menüzeile wird in Zahlen „Jahr“ / „Monat“ / „Tag“ angezeigt. Die aktive Auswahl wird andersfarbig angezeigt. Durch Drücken der Taste „Menü“ wählt man zwischen „Jahr“ / „Monat“ / „Tag“. Wurde das „Jahr“ oder „Monat“ gewählt wird durch Drücken der Taste „Vorlauf“ oder „Rücklauf“ die Jahreszahl bzw. das „Monat“ verändert.

Auswahl „Lautstärke“ Wurde dieser Menüpunkt durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ ausgewählt, erscheint durch Drücken der Taste „Play/Pause“ eine Skala in der man durch Drücken der Taste „Vorlauf“ oder „Rücklauf“ die Lautstärke individuell einstellen kann.

Mit Drücken der Taste „Play/Pause“ kehrt man zum Auswahlmenü zurück. Die Auswahl wird über die Tasten Menü Lautstärke vorgenommen.

Einstellungen

Hat man im Menü „Einstellungen“ ausgewählt kommt man mit drücken der Taste „Play/Pause“ in die Menüauswahl der Einstellungen. Die einzelnen Unterpunkte erreicht man mit drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“. Durch Drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Auswahlmenü zurück usw.

Auswahl „Language/Sprache“

Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man diesen Menüpunkt.

Durch Drücken der Taste „Play/Pause“ erreicht man die Auswahl 6 verschiedener Sprachen. In Österreich ist der vitalbuddy® standardisiert auf „Deutsch“ eingestellt. Die Einstellungen erfolgen über die Tasten „Menü“ oder „Lautstärke“. Die ausgewählte Sprache wird in gelber Schrift angezeigt. Drückt man dann die Taste „Play/Pause“ ist ausgewählte Sprache eingestellt.

Durch Drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Auswahlmenü zurück!

Auswahl „Datum/Uhrzeit“

Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man diesen Menüpunkt.

Durch Drücken der Taste „Play/Pause“ erreicht man die Auswahl „Zeit einstellen“. Durch erneutes drücken der Taste „Play/Pause“ erreicht man die Einstellung für die Zeit (24 Stundenformat). Hat man die Zeit eingestellt kommt man durch Drücken der Taste „On/Off“ wieder zur Auswahl „Zeit einstellen“ und „Datum einstellen“ zurück.

Nun kann man mit der Taste „Menü“ die Auswahl „Datum einstellen“ erreichen. Mit drücken der Taste „Play/Pause“ erreicht man die Einstellung für das Datum (YY = Jahr / MM = Monat / DD = Tag).

Hat man das Datum eingestellt, durch Drücken der Taste „On/Off“ wieder zur Auswahl „Zeit einstellen“ und „Datum einstellen“ zurück.

Durch erneutes Drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Auswahlmenü zurück usw.

Auswahl „Displayeinstellungen“

Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man diesen Menüpunkt.

Durch Drücken der Taste „Play/Pause“ erreicht man die Auswahl „Hintergrundbeleuchtung“ und durch erneutes Drücken der Taste „Play/Pause“ kann man durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ die gewünschte Auswahl treffen.

Hat man die Auswahl getroffen kommt man durch Drücken der Taste „On/Off“ wieder zum Auswahlmenü zurück.

Zur Auswahl „Helligkeit“ gelangt man durch Drücken der Taste „Menü“ oder durch Drücken der Taste „Lautstärke“.

Hat man den Menüpunkt ausgewählt, erreicht man durch Drücken der Taste „Play/Pause“ den Einstellungsmodus in Form einer Skala in der man durch Drücken der Taste „Menü“ oder der Taste „Lautstärke“ die Intensität der Displayanzeige auf die gewünschte Helligkeit einstellen kann.

Wurde die Einstellung vorgenommen kommt man durch Drücken der Taste „On/Off“ wieder zum Auswahlmenü zurück.

Zur Auswahl „Bildschirmschoner“ gelangt man durch Drücken der Taste „Menü“ oder durch Drücken der Taste „Lautstärke“.

Hat man den Menüpunkt ausgewählt, erreicht man durch Drücken der Taste „Play/Pause“ die Unterauswahl „Keine“ und „Digitaluhr“. In Auslieferungszustand ist die Auswahl „Keine“ aktiviert.

Drückt man bei dieser Auswahl die Taste „Play/Pause“ erreicht man erneut das Auswahlmenü.

Hat man mit der Taste „Lautstärke“ das Menü „Digitaluhr“ ausgewählt und drückt man dann die Taste „Play/Pause“, dann ist die „Digitaluhr“ aktiviert und man erreicht automatisch das Auswahlmenü.

Durch Drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Auswahlmenü „Einstellungen“ zurück usw.

Auswahl „Sleep Timer“

Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man diesen Menüpunkt.

Drückt man die Taste „Play/Pause“ erreicht man die Auswahl „Aus“ und „Sleep Timer einstellen“. Werksmäßig ist „Aus“ eingestellt.

Mit Drücken der Taste „Lautstärke“ wählt man den Menüunterpunkt „Sleep Timer einstellen“ aus. Durch Drücken der Taste „Play/Pause“ gelangt man in den Einstellungsmodus, der in Form einer Skala angezeigt wird. Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ kann man zwischen einem Intervall von 1 – 99 eine Einstellung vornehmen.

Wurde die gewünschte Einstellung vorgenommen kommt man durch Drücken der Taste „On/Off“ wieder in das Auswahluntermenü zurück und durch erneutes Drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Auswahlmenü „Einstellungen“ zurück usw.

Auswahl „Informationen“

Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man diesen Menüpunkt.

Die Auswahl „Unterstützte Formate“ erreicht man mit Drücken der Taste „Play/Pause“. Durch erneutes Drücken der Taste „Play/Pause“ erscheint das Untermenü „Musik“ / „Bilder“ / „Video“.

Die Auswahl der einzelnen Menüpunkte erreicht man mit Drücken der Tasten „Menü“ oder „Lautstärke“.

Zur Anzeige des Inhalts der Menüpunkte drückt man die Taste „Play/Pause“!

Mit drücken der Taste „On/Off“ kommt man wieder zum Unterauswahlmenü zurück und durch erneutes Drücken der Taste „On/Off“ erreicht man das Hauptmenü „Einstellungen“

Auswahl „Werkseinstellungen“

Durch Drücken der Taste „Menü“ oder „Lautstärke“ erreicht man diesen Menüpunkt.

Mit Drücken der Taste „Play/Pause“ erreicht man die Auswahl Werkseinstellungen wiederherstellen? „Ja“ / „Nein“. Ausgewählt ist standardmäßig die Antwort „Nein“!

Mit der Taste „Menü“ wählt man die Antwort „Ja“ aus und mit Drücken der Taste „Play/Pause“ wird das Gerät auf die Werkseinstellung wiederhergestellt und das Gerät kehrt automatisch auf das Auswahlmenü Einstellungen zurück.

Warnhinweis

Es ist nicht ratsam, ohne ärztlichen Rat die auf dem vitalbuddy® vorhandenen Programme (Frequenzen) anzuwenden, sofern folgende Vorerkrankungen bestehen, bzw. bestanden. Im Einzelnen sind das: Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Neigung zu epileptischen Anfällen, Epilepsie, psychische Erkrankungen und/oder sonstige Gehirnerkrankheiten. Eine direkte Anwendung ist nicht empfohlen, während des Fahrens eines KFZ oder dem Bedienen von Maschinen. Im Zweifelsfall ist stets ein Arzt zu befragen.

Garantie

Für den vitalbuddy® gewährt der Hersteller dem Käufer eine Garantie von 24 Monaten und auf das mitgelieferte Zubehör gelten die gesetzlichen Regelungen.

Als Zubehör gelten die Ohrhörer, das USB-Kabel, der USB-Netzstecker-Adapter und der Akku.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs/Rechnung um 0:00 Uhr. Bei Lieferung beginnt die Garantiezeit 5 Kalendertage nach dem Datum des Kaufbelegs/Rechnung. Die Garantie endet für den vitalbuddy® um 24:00 Uhr des letzten Garantietags. Die Garantie für das Zubehör endet um 24:00 Uhr des letzten Garantietages gemäß der gesetzlichen Regelung. Bei Lieferung um 24:00 Uhr 5 Kalendertage später.

Ein Garantiefall entsteht, wenn der vitalbuddy® ohne eine Sachbeschädigung durch Fremdeinwirkung bzw. unsachgemäßer Behandlung nicht funktionsfähig, bzw. nur teilfunktionsfähig ist. Das Gleiche gilt auch für das mitgelieferte Zubehör. Tritt der Garantiefall ein, bleibt es dem Hersteller des vitalbuddy® vorbehalten diesen zu reparieren oder zu ersetzen. Das Gleiche gilt für das Zubehör innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit.

Die Reparatur oder der Austausch des vitalbuddy® oder die Reparatur oder der Austausch von Zubehörteilen verlängern nicht die Garantiezeit.

Der vitalbuddy® ist direkt an den Hersteller an folgende Adresse zu senden:

Medivital Healthcare e.U.

Oberlaaer Strasse 170

A-1100 Wien / Austria

Nicht in der Gewährleistung enthalten sind Frachtkosten. Diese hat der Käufer selbst zu tragen.

Allgemeines

Tastensperre

Das Gerät verfügt über eine Tastensperre. Dieser Modus ist hilfreich, wenn man eine Nutzung des Geräts durch nicht autorisierte Personen (wie z. B. die Anwendung für Kinder ohne Aufsicht) verhindern möchte.

Die Tastensperre wird durch Drücken der Taste „Menü“ (ca. 3 Sekunden) aktiviert. Im Display wandelt sich die Anzeige des offenen Schlosses in ein geschlossenes Schloss.

Die Tastensperre wird durch erneutes Drücken der Taste „Menü“ (ca. 3 Sekunden) deaktiviert. Im Display wandelt sich die Anzeige des geschlossenen Schlosses in ein offenes Schloss.

Aufladen des Akkus

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör „USB-Kabel“ und „Adapter für die Steckdose“ gibt es zwei Möglichkeiten den Akku zu laden.

1. Man verbindet den Mikro USB-Stecker des USB Kabels mit der Mikro USB-Buchse mit dem vitalbuddy® (siehe Anschlüsse) und verbindet dann das andere Ende des USB-Kabels mit einem Rechner. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
2. Man verbindet den Mikro USB-Stecker des USB Kabels mit der Mikro USB-Buchse mit dem vitalbuddy® (siehe Anschlüsse) und verbindet dann das andere Ende des USB-Kabels mit dem mitgelieferten Adapter für die Steckdose. Der Adapter wird dann in eine 220V handelsübliche Steckdose gesteckt. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Balken der Batterieanzeige in der oberen rechten Ecke des Displays des vitalbuddy® vollkommen weiß ausgefüllt sind.
4. Während des Ladevorgangs kann der vitalbuddy® bedenkenlos angewandt werden.

Achtung: Sowohl beim Anschließen wie auch beim Abkoppeln des USB-Kabels sind stets die Stecker fest zwischen Daumen und Zeigefinger zu halten. In keinem Fall darf die Abkopplung des USB-Kabels, egal in welcher Richtung alleinig durch das Ziehen am Kabel erfolgen, da hier das Kabel, sowie die Buchse am vitalbuddy®, wie auch die Buchse am Adapter bzw. am Rechner nachhaltig geschädigt werden können. Derartige Schäden sind nicht durch die Gewährleistung bzw. Herstellergarantie abgedeckt.

Verwenden der Ohrhörer

Im Lieferumfang sind auf den vitalbuddy® speziell abgestimmte Ohrhörer mit einem eigenen Klinkenanschluss enthalten. Der Klinkenanschluss ist stets sachgemäß in die Anschlussbuchse des vitalbuddy® einzuführen.

Achtung!

Sowohl beim Anschließen wie auch beim Abkoppeln der Ohrhörer ist stets darauf zu achten, dass die Klinke fest zwischen Daumen und Zeigefinger zu halten ist. In keinem Fall darf die Abkopplung der Ohrhörer über das Ziehen am Kabel erfolgen, da hier die Kabel, sowie die Buchse an des vitalbuddy® nachhaltig geschädigt werden können. Derartige Schäden sind nicht durch die Gewährleistung bzw. Herstellergarantie abgedeckt.

Entsorgungshinweis

Der vitalbuddy® wird stets zum Schutz vor Transportschäden in der Originalverpackung ausgeliefert. Die Verpackungen sind Rohmaterialien und können somit wieder in den Recycling-Kreislauf zugeführt werden.

Am Ende der Lebenszeit eines vitalbuddy® darf dieser in keinem Fall mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der vitalbuddy® ist dann einer sachgerechten Entsorgung für Elektrogeräte zuzuführen. Sollte das in ihrem Ort nicht möglich sein, kann der vitalbuddy® an den Hersteller Medivital Healthcare e.U. zurückgesandt werden. Die Kosten für den Versand hat der Versender zu tragen.

Technische Daten, Ausstattung und Lieferbedingung

Typbezeichnung:	vitalbuddy®
Lautsprecher:	integriert (nur zur Funktionskontrolle)
Ohrhörer:	ja (mitgeliefert) Maximale Lautstärke: ca. 85 db(A)
Display:	TFT-Farbdisplay ca. 27 x 34 mm
Audioformate:	WAV + MP3 (verschlüsselt)
Videoformat:	AMV (verschlüsselt)
Speicher intern:	8 GB
Anschlüsse:	USB
Kopfhörer:	Buchse für 3,5 mm Klinkenstecker
Stromversorgung:	Li-Ionen-Akku, 680 mAh, 3,7V Aufladen nur über USB möglich;
Akku:	auswechselbar.
Betriebsdauer:	ca. 30 Stunden (bei Vollladung)
Abmessungen:	ca. 120 x 50 x 20 mm
Gewicht:	ca. 60 Gramm
Zubehör:	Ohrhörer (In-Ear)
USB-Verbindungs- und Lade-Kabel	USB-Netzstecker-Adapter
Li-Ionen-Akku	
Lieferung:	ab Werk

Eignung

Nach individuellem Bedarf oder gemäß der Empfehlung des Arztes, Heilpraktikers oder Therapeuten.